

Leistungsmerkmale HealthCenter mobile

Unterschiede der mobile Editionen		mobile Pro	mobile MediMouse	mobile S3-Check
Nachstehende Daten werden zwischen Quell- und Zieldatenbank synchronisiert: *				
▶	Stammdaten (Personen- und Patientendaten)	✓	✓	✓
▶	Anthropometrische Daten (BMI, WHR, Blutdruck, Ruhepuls, Körperfettanalyse etc.)	✓	✓	✓
▶	Anamnesedaten (Ziele, Befindlichkeiten, Risikofaktoren, Medikamente etc.)	✓	✓	✓
▶	Back-check® und Isometric-check Messungen	✓		
▶	MediMouse® Messungen	✓	✓	
▶	S3-Check / Balance-check Messungen	✓		✓
▶	Futrex® Körperanalysedaten	✓		
▶	CardioScan® Messdaten	✓		
▶	Cardio-check, Cardio-check Plus, HealthCenter Cardio	✓		
▶	Euro Fitness Profil® , UNIQA FitnessProfil , Raiffeisen FitnessProfil	✓		
▶	Testzentrum 6	✓		
▶	TrainExpert , HealthCenter Training	✓		
▶	Manuelle Muskelfunktionstests und Manualdiagnostik	✓		
▶	Flex-check	✓		
▶	Energiebilanzberechnung	✓		
▶	BGF Firmenstammdaten	✓		
▶	BGF Arbeitsfähigkeitsuntersuchung (Work Ability Index)	✓		
Sicherheitskopien von Quell- und Zieldatenbanken		✓	✓	✓
Erzeugen neuer leerer Datenbanken basierend auf Quelldatenbank		✓	✓	✓
Protokollierung aller Vorgänge und Ausgabe in Log-Datei		✓	✓	✓
Strukturvergleich zwischen Quell- und Zieldatenbank		✓	✓	✓

* Voraussetzung ist die von allen BITsoft-Produkten der Generation 6 genutzte MS-Access™ Datenbank „Data60.mdb“